# EE3014 智慧物聯感測與實作 Lab 1 實驗報告

組別:1

組員:

[學號 B1121149] [姓名:張嘉宸]

[學號 B1121141] [姓名:葉彥辰]

#### 一、 簡介

請說明實作(驗)之項目內容與學習目的(字體:新細明體,大小: 14,單行間距,左右對齊)

這次實驗內容為 Tri-BLE、Tri-ECG、Tri-PPG 操作。學習目的為了解母板和子板的使用方法,包括電池充電方法、jumper 使用方法、及韌體燒錄和手機監控軟體操作。最後透過得到的文字檔數據,透過 excel等作圖軟件繪製出心電圖並推算出心率。

#### 二、步驟

若為 TriAnswer 平台或是慣性運動感測平台之實作,請配合以流程圖與照片或是螢幕截圖,分別詳細說明硬體與軟體之操作步驟。

若為 App Inventor 2 之實作,請依 Designer view 與 Block view 詳細說明各元件與程式區塊之設計,佐以 App Inventor 2 之螢 幕截圖來說明。

(字體:新細明體,大小:14,單行間距,左右對齊)

將電腦與TriBLE利用 USB連起來實施燒錄

# 在手機或者PC上面 下載TriAnswer所提供 的APP

將電腦或手機藍芽開啟 檢查是否有裝置名稱在 上面(TriBLE Oficial 1) Nearby Device

ີ ເ

TriBLE Official 1 D1:CA:67:E4:3F:A2 DESKTOP-E8G53I8 48:89:E7:E4:4C:82

確保設備可以與電腦連線之後將USB供電改成電池供電成右圖貌

在實施觀測期間 TriBLE的 顯示器會有波形輸出 右圖CH1為ECG CH2為PPG




該APP附有紀錄功能可 以存成txt檔



txt檔內容僅有值而無時間但有提供頻率故可以知道每個值的相對時間

將值與時間附於Excel 可得到波形圖以及對其 實施其餘數據分析





#### 三、 結果

若為 TriAnswer 平台或是慣性運動感測平台之實作,請配合量 測波形之截圖說明,並提供所紀錄之量測資料進行所需之結果 分析(請提供資料以及分析作圖之 excel 檔)。

若為 App Inventor 2 之實作,請附上在開發環境中,使用 AI Companion 掃描 QR code 之下載 progresses bar 之截圖,以及 Android/iOS 行動裝置中,app 之操作截圖,並說明操作步驟。







從圖像中視覺估算波峰的週期,然後計算心率(bpm)。

# 分析步驟:

## 1. ECG 信號(上圖)

- 。 估算平均週期 (RR 間期):約 0.8 秒
- 。 心率公式: HR = 60 / 週期:
  - 心率 ≈ 75 bpm

#### 2. PPG 信號(下圖)

- 。 PPG 波峰相對規律,但有一些抖動和突波。
- 。 估算平均週期(PP 間期):約 **0.9 秒**(初期),後期約 **0.7~0.8 秒**。
- 。 心率計算:
  - 初期心率 ≈ 67 bpm
  - 後期心率 ≈ 75~85 bpm

# 結論

- ECG 訊號顯示心率範圍約 75 bpm。
- PPG 訊號顯示心率範圍約 67~85 bpm。
- 兩者趨勢相似,但 ECG 心率稍高,符合預期(ECG 檢測 R 波 更準確)。

# 四、 討論與心得

請討論於此實作(驗)中,所遇到之問題,與學習心得。

(字體:新細明體,大小:14,單行間距,左右對齊)

#### 遇到的問題與挑戰

- 1. 訊號擷取的穩定性
- 。 在測量 ECG 和 PPG 時,我們發現使用 USB 當作電源訊號容 易受到外部干擾,例如電磁波、接觸不良、電腦雜訊等問題, 導致數據產生噪聲。
- 。 PPG 訊號,因為依賴光學感測器,受環境光線影響較大,需要調整測量環境來獲得較穩定的訊號。
- 2. 數據處理與心率計算
- 。 透過 Excel 進行圖表繪製與分析時,初步識別波峰並計算週期 有一定難度,特別是在 PPG 訊號中,因為波形變異較大,所 退出來的心率較不穩定。
- 。 我們嘗試不同的方法來計算心率,包括 手動標記波峰間距 以及 公式計算 HR = 60 / 週期,最後得到較合理的數據範圍 (ECG 約 75~100 bpm, PPG 約 6785 bpm)。

# 3. 設備操作與軟體應用

- 。 在實驗過程中,我們學習了 主板與子板的使用方法,包括 jumper 設置、韌體燒錄,以及如何透過手機監控軟體來即時觀 察訊號。
- 。這些步驟對於初次使用感測設備的我們來說需要一些時間熟

悉,但透過實作,我們更熟練於物聯網生理感測技術的應用。

# 學習心得與收穫

這次的實驗不僅讓我們實際操作了 ECG 與 PPG 設備,還讓我們體驗了從 數據擷取、訊號處理到心率分析 的完整流程。這使我們更加理解了生理訊號感測的基本原理,也對未來應用在智慧醫療與健康監測有初步的認識。